


Leitfaden für den prothetischen Arbeitsablauf




Konische Verbindung

Implantat SYSTEME



Digitaler Arbeitsablauf



Prothetische Optionen



Implantat-niveau



Esthetic
Abutment



Universal
Abutment



Ti-Rohlinge CC



NobelProcera
ASC
Titanabutment



NobelProcera ASC
Implantatkrona
Zirkondioxid



Esthetic
Abutment



Universal Base
für Brücke



NobelProcera
Implantatbrücke
Zirkondioxid



Locator® und Locator
R-Tx® Abutments



NobelProcera
Implantatbrücke
Zirkondioxid/Titan



Multi-unit- Abutmentniveau



Universal Base
für Multi-unit-
Abutment



NobelProcera
Implantatbrücke
Zirkondioxid



Universal Base
für Multi-unit-
Abutment



NobelProcera
Implantatbrücke
Zirkondioxid/Titan



On1™ Basis- Niveau



Esthetic
Abutment



Universal
Abutment



Esthetic
Abutment Brücke



Universal Base
für Brücken

Zweck dieses Leitfadens für den prothetischen Arbeitsablauf ist es, einen Überblick über die prothetischen Schritte und Komponenten für die konische Verbindung von Nobel Biocare zu geben. Dieser Leitfaden für den prothetischen Arbeitsablauf ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, einschließlich Anwendungshinweisen, Kontraindikationen, Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie die Komponenten verwenden. Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter: ifu.nobelbiocare.com

Eine vollständige Liste der Artikelnummern und Bestellinformationen finden Sie in den folgenden Produktübersichten: „Implantate und Prothetik mit konischer Verbindung“, „On1™ Konzept“, „Preface Titan Abutments“ und „NobelProcera®“, erhältlich unter www.nobelbiocare.com, oder wenden Sie sich an einen Nobel Biocare (Außendienst)Mitarbeiter.

Achtung: Um die Lesbarkeit zu verbessern, verwendet Nobel Biocare kein ™ oder ® im Fließtext. Hiermit verzichtet Nobel Biocare jedoch auf keine Rechte an der Marke oder eingetragenen Marke; aus den Angaben darf keinesfalls auf einen solchen Verzicht geschlossen werden.

Haftungsausschluss Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten lizenziert oder für den Verkauf zugelassen/freigegeben. Aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrer Nobel Biocare Niederlassung.

Inhalt

Implantatniveau • 7

Multi-unit Abutment • 37

On1™ Basis-Konzept • 57

Zusätzliche Tools • 75

Benötigte Tools und Drehmomente	• 8
Heilungszeit	• 10
Abformung	• 12
Provisorium	• 14
Endgültige Versorgungen – Einzelzahn	• 16
Endgültige Versorgungen – Teilbrücke	• 20
Endgültige Versorgungen – Vollständiger Zahnbogen	• 24
Klinische Schrauben und Laborschrauben	• 30
Laborkomponenten	• 32
Zusätzliche Komponenten	• 34

Implantatniveau Einzelzahn- und partielle Versorgungen sowie Versorgungen des vollständigen Zahnbogens

Benötigte Tools und Drehmomente

15

Uni

35

Uni

15/35 Ncm



**Maschineller
Schraubendreher
Unigrip™**

20 mm	29151
25 mm	29152
30 mm	29153
35 mm	29154

Hand

Uni

Von Hand
festziehen



**Manueller
Schraubendreher
Unigrip™**

20 mm	29148
28 mm	29149
36 mm	29150

35

Omni

35 Ncm



**Maschineller
Schraubendreher
OmniGrip™**

20 mm	37379
25 mm	37380
30 mm	37381
35 mm	37382

Hand

Omni

Von Hand
festziehen



**Manueller
Schraubendreher
OmniGrip™**

20 mm	37376
28 mm	37377
36 mm	37378



Handstück für Maschineninstrument

29161




Manuelle Drehmomentratsche

Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
---	-------

Adapter für manuelle Drehmomentratsche	29167
---	-------

Heilungszeit

Zwei-Schritt-Verfahren



Deckschraube

Ein-Schritt-Verfahren



Gingivaformer

Hand
Uni



Deckschrauben CC

3.0	36775
NP	36649
RP	36650
WP	37812

Hand
Uni



Gingivaformer CC

Höhe		3 mm	5 mm	7 mm
3.0	Ø 3,2 mm	36794	36795	36796
	Ø 3,8 mm	36797	36798	36799
NP	Ø 3,6 mm	36639	36640	36867
	Ø 5 mm	36641	36642	36868
	Ø 3,6 mm	36643	36644	36872
RP	Ø 5 mm	36645	36646	36873
	Ø 6 mm	36647	36648	36874
WP	Ø 5 mm	37813	37814	-
	Ø 6,5 mm	37815	37816	-

Hand
Uni



Gingivaformer CC Brücke

Höhe		3 mm	5 mm	7 mm
NP	Ø 4 mm	36864	36865	36866
RP	Ø 5 mm	36869	36870	36871
WP	Ø 6 mm	37817	37818	-

Abformung

Konventionell



Abformpfosten für geschlossenen Löffel



Abformpfosten für offenen Löffel

Digital



Positionsgeber

Hand
Uni



Abformpfosten

Höhe		Offener Löffel		Geschlossener Löffel	
		10 mm	14 mm	9 mm	13 mm
3.0	Ø 3,2 mm	-	36800	-	-
	Ø 3,3 mm	-	-	-	36801
	Ø 3,8 mm	-	36802	-	36803
NP	Ø 3,6 mm	36258	36260	-	36538
	Ø 50 mm	36259	36261	-	36539
RP	Ø 3,6 mm	36263	36262	36541	36540
	Ø 5,0 mm	36265	36264	36543	36542
	Ø 6,0 mm	36267	36266	36545	36544
WP	Ø 5,0 mm	37855	37854	37851	37850
	Ø 6,5 mm	37857	37856	37853	37852

Hand
Uni



Abformpfosten für offenen Löffel Brücke

	12 mm
NP	36930
RP	36931
WP	37858



Elos Accurate® Positionsgeber

	Einzelzahnversorgung	Mehrgliedrige Versorgung
3.0	IO 2B-D-SA	-
NP	IO 2B-A-SA	IO 2B-A
RP	IO 2B-B-SA	IO 2B-B
WP	IO 2B-C-SA	IO 2B-C
Kit	IO 2B-SA Kit	IO 2B Kit

Für intraorale und Desktop-Scans



Elos Accurate® IO Driver

Mini	C18512
Kurz	C13485
Lang	C13048

Von Hand festziehen

Provisorium

Einzelzahnversorgung Teilbrücke



Provisorisches Abutment



Provisorisches Abutment für Brücke



Provisorisches Snap Abutment CC, rotationsgesichert


Höhe	1,5 mm	3 mm
NP	38760	38847
RP	38761	38848
WP	38762	38849



Provisorisches Abutment CC, rotationsgesichert

Höhe	1,5 mm	3 mm
3.0*	36779	-
NP	36663	-
RP	36664	-
WP	37823	37824

* 15
Uni



Provisorisches Abutment CC für Brücken, nicht rotationsgesichert


Höhe	1,5 mm	3 mm
NP	36661	-
RP	36662	-
WP	37825	37826

Endgültige Versorgung – Einzelzahn

Lokale Fertigung



Universal Abutment – Verschraubt



Esthetic Abutment Zementiert



**Abutment gefräst aus Preface
Titanabutment zementiert**

35
Uni



Universal Base (rotationsgesichert)

Höhe	1,5 mm	3 mm
NP	38213	38216
RP	38214	38217
WP	38215	38218

Kompatible Softwares



Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

35
Uni



Esthetic Abutment CC

		1,5 mm	3 mm	4,5 mm	6x7 mm	7x8 mm
3.0*	0°	36782	36783	36814	-	-
	15°	36784	36785	36815	-	-
NP	0°	36665	36666	36249	-	-
	15°	36667	36668	36250	-	-
RP	0°	36669	36671	36251	-	-
	15°	36672	36673	36252	-	-
WP	0°	-	-	-	37827	37828

15
Uni

35
Uni



(Preface) Titanabutment (rotationsgesichert)

	Ø 10 mm	Ø 14 mm
3.0*	TRM60.068	-
NP	TRM60.041	TRM64.041
RP	TRM60.042	TRM64.042
WP	TRM60.069	TRM64.069

15
Uni


Kompatible Softwares




Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

Endgültige Versorgungen – Einzelzahn

NobelProcera® Versorgungen



NobelProcera ASC Titanabutment
Verschraubt mit Option für einen
abgewinkelten Schraubenzugangskanal



NobelProcera ASC Implantatkrone
Zirkondioxid Verschraubt



NobelProcera® ASC Titanabutment

Design- optionen	Individuelles Titanabutment
Merkmale	Abgewinkelter Schraubenzugangskanal (0–25 Grad)
Zahn- versorgungs- optionen	Einzelzahnversorgung
Erhältliche Farbtöne	Ti Titan Ti Titan eloxiert
Erhältliche Plattformen	NP, RP, WP
Kompatible Softwares	



NobelProcera® Titanabutment

Individuelles Titanabutment

-
Einzelzahnversorgung
Ti Titan

3.0., NP, RP, WP



15
Uni für Plattform 3.0




NobelProcera® Implantatkrone Zirkondioxid

Individuelle vollanatomische
oder Cut-back-Implantatkrone
aus Zirkondioxid

Abgewinkelter Schraubenzugangskanal
(0–25 Grad)

Einzelzahnversorgung



NP, RP, WP



Endgültige Versorgung – Teilbrücke

Lokale Fertigung



Universal Base Verschraubt

35
Uni



Universal Base (nicht rotationsgesichert) konisches Design

Höhe	1 mm	1,8 mm
NP	-	301235
RP	301236	-
WP	301237	-

Kompatible Softwares



Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

35
Omni



Universal Base (nicht rotationsgesichert) gerades Design


Höhe	1,5 mm
NP	301362
RP	301363
WP	301364

Kompatible Softwares




Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

Endgültige Versorgung – Teilbrücke



NobelProcera Implantatbrücke Zirkondioxid Zementfrei



NobelProcera Implantatbrücke Titan

35
Omni



NobelProcera® Implantatbrücke Zirkondioxid

Design- optionen	Individuell vollanatomisch, Cut-back oder Gerüst
Merkmale	Abgewinkelter Schraubenzugangskanal (0–25 Grad)
Zahn- versorgungs- optionen	2- bis 14-gliedrig
Erhältliche Farbtöne	OM2 A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 C1 C2 D2
Erhältliche Plattformen	NP, RP, WP
Kompatible Softwares	  

35
Uni



NobelProcera® Implantatbrücke Titan

Individuelle
-
2- bis 14-gliedrig
Ti Titan
NP, RP, WP
  

Endgültige Versorgung – Vollständiger Zahnbogen

Herausnehmbare Versorgung



Locator Verschraubt



Locator® Abutments 35 Ncm Drehmoment

Höhe	NP	RP
1 mm	REF02069	REF02075
2 mm	REF02070	REF02076
3 mm	REF02071	REF02077
4 mm	REF02072	REF02078
5 mm	REF02073	REF02079
6 mm	REF02074	REF02080

Prozesskomponenten Locator® Abutments

	4/Pkg	20/Pkg
Locator Prozesseinsatz (schwarz)	REF08515	REF08515-20
Locator Retentionseinsatz (transparent)	REF08524	REF08524-20
Locator Retentionseinsatz extra leicht (blau)	REF08529	REF08529-20
Locator Erweiterter Bereich (rot)	REF08548	REF08548-20
Locator Retentionseinsatz leicht (pink)	REF08527	REF08527-20
Locator Erweiterter Bereich leicht (orange)	REF08915	REF08915-20
Locator Erweiterter Bereich (grün)	REF08547	REF08547-20
Locator Erweiterter Bereich null (grau)	REF08558	REF08558-20
Distanzring		REF08514
	2/Pkg	10/Pkg
Locator Prozesseinsatz	REF08519-2	REF08519-10

Endgültige Versorgung – Vollständiger Zahnbogen

Herausnehmbare Versorgung



Locator R-Tx Verschraubt



Locator R-Tx® Abutments 35 Ncm Drehmoment

	NP	RP	WP
1 mm	REF30506-01	REF30507-01	REF30508-01
2 mm	REF30506-02	REF30507-02	REF30508-02
3 mm	REF30506-03	REF30507-03	REF30508-03
4 mm	REF30506-04	REF30507-04	REF30508-04
5 mm	REF30506-05	REF30507-05	REF30508-05
6 mm	REF30506-06	REF30507-06	-

*Die Verpackung enthält ein Locator R-Tx® Attachmentsystem, vier Retentionseinsätze (null, niedrig, mittel, stark), eine Prothesenmatrize und einen weißen Distanzring (alle Bestandteile werden unter einer Teilenummer geführt)

Prozesskomponenten Locator R-Tx® Abutments


	4/Pkg	20/Pkg
Prozesseinsatz (schwarz)	REF30012-01	-
Prothesenmatrize (pink)	REF30013-01	-
Distanzring (transparent)	REF30018-01	-
Retentionseinsatz null (grün)	REF30001-01	-
Retentionseinsatz leicht (blau)	REF30002-01	-
Retentionseinsatz mittel (pink)	REF30003-01	-
Retentionseinsatz stark (weiß)	REF30004-01	-
Distanzring	-	REF08514

Endgültige Versorgungen – Vollständiger Zahnbogen

NobelProcera® Versorgungen



NobelProcera Implantatbrücke Zirkondioxid Zementfrei



NobelProcera Implantatbrücke Titan


35
Omni



NobelProcera® Implantatbrücke Zirkondioxid

Design- optionen	Individuell vollanatomisch, Cut-back oder Gerüst
Merkmale	Mechanisch gehaltener Adapter für vollanatomisch und Cut- back auf Implantatniveau Abgewinkelter Schrauben- zugangskanal (0–25 Grad)

**Zahn-
versorgungs-
optionen**



**Erhältliche
Farbtöne**

**Erhältliche
Plattformen** NP, RP, WP

**Kompatible
Softwares**  3shape  exocad

35
Uni



NobelProcera® Implantatbrücke Titan

Individuelle

2- bis 14-gliedrig

Ti Titan

NP, RP, WP

 3shape  exocad

35
Uni



NobelProcera® festsitzender Implantatsteg aus Titan

Individuelle

2- bis 14-gliedrig

Ti Titan

NP, RP, WP

 3shape  exocad

35
Uni



NobelProcera® festsitzender/ herausnehmbarer Implantatsteg aus Titan

Individuelle

2- bis 14-gliedrig

Ti Titan

NP, RP, WP

 3shape  exocad

Versorgungen mit NobelProcera können eine Kombination aus Multi-unit-Abutments und Implantatniveau aufweisen.

Klinische Schrauben und Laborschrauben

35
Uni



Unigrip™ Schrauben

	Klinisch	Labor
3.0*	37890	36805
NP	37891	37894
RP/WP	37892	37895 (5/Pkg)

Kompatibel mit:

- Esthetic Abutment
- Universal Base rotationsgesichert
- Universal Base nicht rotationsgesichert – konisches Design
- Provisorische Abutments
- PreFace Ti-Rohlinge
- NobelProcera Titanabutments (nicht ASC)
- NobelProcera Implantatbrücke Titan
- NobelProcera festsitzende/ herausnehmbare Implantatstege

15
Uni

35
Omni



Omnigrip™ Zr Schraube

	Klinisch	Labor
NP	37367	37374
RP/WP	37606	37607

Kompatibel mit:

- Universal Base nicht rotationsgesichert – gerades Design
- NobelProcera ASC Abutments Zirkondioxid
- NobelProcera Implantatbrücke Zirkondioxid

35
Omni



Omnigrip™ Ti Schraube

	Klinisch	Labor
NP	301721	301722
RP/WP	301723	301724

Kompatibel mit:

- NobelProcera ASC Titanabutment

Laborkomponenten



Laborimplantat

	Implantat	IOS-Modell	Insertionshilfe (IOS)
3.0	36791	38188	38200
NP	36697	38189	38201
RP	36698	38190	38203
WP	37879	38191	38204



Laborimplantat für IOS-Modell – Elos Accurate® Modellanalog

3.0	PMA-NBA30-1
NP	PMA-NBA35-1
RP	PMA-NBA43-1
WP	PMA-NBA60-1



Elos Accurate® Modellanalog Insertionshilfe

Insertionsstift	PMA-AIP-2
Insertionsschraube	PMA-AIS-5
Zange	PMA-AIT-1



Laboradapter aus Metall für Implantatbrücken für NobelProcera®

NP	38480
RP	38481
WP	38482



Locator R-Tx® Abformpfosten

4/Pkg	REF30017-01
--------------	-------------



Locator R-Tx® Abutment Modellanaloge

	Ø 3,35 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm
4/Pkg	REF30014-01	REF30015-01	REF30016-01
20/Pkg		REF08530-20	REF08516-20



Locator® Abformpfosten

4/Pkg	REF08505
20/Pkg	REF08505-20



Locator® Abutment Modellanaloge

	Ø 4 mm	Ø 5 mm
4/Pkg	REF08530	REF08516
20/Pkg	REF08530-20	REF08516-20

Zusätzliche Komponenten



Implantatschutzkappe/ Bohrerführung

NP	38855 (5/Pkg)
RP	38856 (5/Pkg)
WP	38857 (5/Pkg)



Metall-Adapter für NobelProcera® Implantatbrücke Zirkondioxid

NP	38483
RP	38484
WP	38485



Apikaler Bohrer

38853

Locator R-Tx®

	1/Pkg
0,050" (1,25 mm) Sechskant-Schraubendreher, Drehmomentratsche	REF08008
Retentionseinsetzinstrument	REF30021-01

Locator®

	1/Pkg	4/Pkg
Parallelisierungsstifte	-	REF08517
Angulationsschablone	REF09530	-
Locator maschineller Eindreh Schlüssel 23 mm	REF08913	-
Locator maschineller Eindreh Schlüssel 29 mm	REF08914	-
Locator Komponentenwerkzeug	REF08393	-
Locator Retentionsentferner (nur die Spitze)	REF08397	-
Locator Abutmentschlüssel (nur das Goldstück)	REF08390	-

Benötigte Tools und Drehmomente • 38

Multi-unit Abutment • 40

Heilungszeit • 42

Provisorium • 44

Abformung • 46

Endgültige Versorgungen • 48

Abutment- und Laborschrauben • 52

Prothetik- und Laborschrauben • 53

Laborkomponenten • 54

Zusätzliche Komponenten • 55

Multi-unit Abutment

Partielle Versorgungen und Versorgungen des vollständigen Zahnbogens

Benötigte Tools und Drehmomente

15

Uni

15 Ncm



**Maschineller
Schraubendreher
Unigrip™**

20 mm	29151
-------	-------

25 mm	29152
-------	-------

30 mm	29153
-------	-------

35 mm	29154
-------	-------

Hand

Uni

Von Hand
festziehen



**Manueller
Schraubendreher
Unigrip™**

20 mm	29148
-------	-------

28 mm	29149
-------	-------

36 mm	29150
-------	-------

15

O-Mini

15 Ncm



**Maschineller
Schraubendreher
Omnigrip™ Mini**

20 mm	300852
-------	--------

28 mm	300853
-------	--------

36 mm	300854
-------	--------

Hand

O-Mini

Von Hand
festziehen



**Manueller
Schraubendreher
Omnigrip™ Mini**

20 mm	300855
-------	--------

36 mm	300856
-------	--------

35
MUA

35 Ncm



**Maschinelles
Schraubendreher
Multi-unit**

21 mm	29158
-------	-------

Hand
MUA

**Von Hand
festziehen**



**Manueller Multi-unit-
Schraubendreher**

25 mm	29156
-------	-------



**Handstück für
Maschineninstrument**

29161



**Manuelle
Drehmomentratsche**

Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
--	-------

Adapter für manuelle Drehmomentratsche	29167
---	-------

Multi-unit Abutment



Multi-unit Abutment Seal

35
MUA



Multi-unit Abutment Xeal™

	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
NP	300171	300174	300177	-
RP	300172	300175	300178	300180
WP	300173	300176	300179	-

15
Uni




17°/30° Multi-unit Abutment Xeal™

	Winkel	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
NP	17°	300181	300184	-
	30°	-	300187	300189
RP	17°	300182	300185	-
	30°	-	300188	300190
WP	17°	300183	300186	-

Heilungszeit

Zwei-Schritt-Verfahren



Deckschraube

Ein-Schritt-Verfahren



Heilkappen

Hand
Uni



Deckschraube Nobel Biocare™ CC

NP	36649
RP	36650
WP	37812

Hand
Uni



Heilkappe Multi-unit (2/Pkg)

Höhe	4,1 mm	5,5 mm
Ø 5,0	300162	300163
Ø 6,0	300164	300165
Breit	300166	300167

Provisorium



Provisorisches Abutment



Provisorische Kappe Multi-unit

Provisorische Kappe Multi-unit	29046
Provisorische Snap-Kappe Multi-unit*	38915

*Nur kompatibel mit Multi-unit Abutment Xeal

Abformung

Konventionell



Abformpfosten für
geschlossenen Löffel



Abformpfosten für offenen Löffel

Digital



Elos Accurate intraoral
Positionsgeber Multi-unit Abutment



Abformpfosten Abutmentniveau

Geschlossener Löffel 8 mm	38924
Offener Löffel 11 mm	29089



Elos Accurate® intraoraler Positionsgeber Multi-unit Abutment

Positionsgeber NP/RP/WP	IO 2C-A
Kit	IO 2C Kit

Für intraorale und Desktop-Scans



Elos Accurate® IO Driver

Mini	C18512
Kurz	C13485
Lang	C13048

Von Hand festziehen

Endgültige Versorgung

Lokale Fertigung



Universal Multi-unit Abutment Zementiert

15
O-Mini



Gerades Design

15
Uni




Konisches Design

Universal Base Multi-unit Abutment (nicht rotationsgesichert)

Gerades Design	301365
Konisches Design	301238

Kompatible Softwares



Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

15
Uni




Goldkappe Multi-unit Abutment


1/Pkg	29043
5/Pkg	29042

Endgültige Versorgungen

NobelProcera® Versorgungen



NobelProcera Implantatbrücke Zirkondioxid Zementfrei



NobelProcera® Implantatsteg aus Titan



NobelProcera® Implantatbrücke Zirkondioxid

NobelProcera® Implantatbrücke Titan

NobelProcera® festsitzender Implantatsteg aus Titan

NobelProcera® festsitzender/ herausnehmbarer Implantatsteg aus Titan

**Design-
optionen** Individuell vollanatomisch,
Cut-back oder Gerüst

Individuelle

Individuelle

Individuelle

Merkmale

Mechanisch gehaltener Adapter
für vollanatomisch und Cut-
back auf Implantatniveau

Abgewinkelter Schrauben-
zugangskanal (0–25 Grad)

-

-

-


**Zahn-
versorgungs-
optionen** 2- bis 14-gliedrig

2- bis 14-gliedrig

2- bis 14-gliedrig

2- bis 14-gliedrig

Erhältliche Farbtöne



Ti Titan

Ti Titan

Ti Titan

**Erhältliche
Plattformen** NP, RP, WP

NP, RP, WP

NP, RP, WP

NP, RP, WP

**Kompatible
Softwares** DTX STUDIO 3shape exocad

DTX STUDIO 3shape exocad

DTX STUDIO

DTX STUDIO

Versorgungen mit NobelProcera können eine Kombination aus Multi-unit-Abutments und Implantatniveau aufweisen.

Abutment- und Laborschrauben

15
Uni



**Schraube für Multi-unit
Abutment, abgewinkelt**

	Klinisch	Labor
NP	36892	37896
RP/WP	37893	37897

Prothetik- und Laborschrauben

15
Uni



Prothetikschrabe

	Klinisch	Labor
NP/RP/WP	29285	29287 (5/Pkg)

Kompatibel mit:

- Universal Base Multi-unit Abutment – konisches Design
- Goldkappe Multi-unit
- NobelProcera Implantatbrücke Titan
- NobelProcera festsitzende Implantatstege aus Titan
- NobelProcera festsitzende/
herausnehmbare Implantatstege

15
O-Mini



Prothetikschrabe

	Klinisch	Labor
NP/RP/WP	301203	301201

Kompatibel mit:

- Universal Base Multi-unit Abutment – gerades Design
- NobelProcera Implantatbrücke Zirkondioxid

Laborkomponenten



Modellanalog Multi-unit

1/Pkg	38918
-------	-------

5/Pkg	38919
-------	-------



Multi-unit Laborimplantat für IOS-Modell – Elos Accurate® Modellanalog

1/Pkg	PMA-MUA45-1
-------	-------------



Elos Accurate® Modellanalog Insertionshilfe

Insertionsstift	PMA-AIP-2
-----------------	-----------

Insertionsschraube	PMA-AIS-5
--------------------	-----------

Zange	PMA-AIT-1
-------	-----------



Positionsgeber Nobel Biocare Multi-unit Abutment

1/Pkg	300473
-------	--------



Schutzkappe Multi-unit

5/Pkg	29123
-------	-------



Apikaler Bohrer und Führung Multi-unit

Bohrer	38853
--------	-------

Schablone	38917
-----------	-------

Zusätzliche Komponenten



Multi-unit Ausrichtungsinstrument

300161

Benötigte Tools und Drehmomente • 58

On1™ Konzept • 60

Heilungszeit • 62

Abformung • 64

Provisorium • 66

Endgültige Versorgungen – Einzelzahn • 68

Endgültige Versorgungen – Teilbrücke • 70

Klinische Schrauben • 72

Laborkomponenten • 73

On1™ Basis- **Konzept** Einzelzahn- und partielle Versorgungen

Benötigte Tools und Drehmomente

15

Uni

35

Uni

15/35 Ncm



**Maschinelles
Schraubendreher
Unigrip™**

20 mm	29151
25 mm	29152
30 mm	29153
35 mm	29154

Hand

Uni

Von Hand
festziehen



**Manueller
Schraubendreher
Unigrip™**

20 mm	29148
28 mm	29149
36 mm	29150

35

On1

35 Ncm



**On1™ Maschinelles
Schraubendreher**

21 mm	38752
-------	-------

Hand

On1

Von Hand
festziehen



**On1™ Manueller
Schraubendreher**

25 mm	38753
-------	-------



Handstück für Maschineninstrument

29161




Manuelle Drehmomentratsche

Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
---	-------

Adapter für manuelle Drehmomentratsche	29167
---	-------

On1™ Konzept



On1 Basis

35
On1



On1™ Basis Xeal™

Höhe	1,75 mm	2,5 mm
NP	300191	300192
RP	300193	300194
WP	300195	300196

Inklusive Handstück und klinischer Schraube

Heilungszeit

Ein-Schritt-Verfahren



Heilkappe



IOS Heilkappe

Hand
Uni



On1™ Heilkappe

Höhe	1,75 mm	2,5 mm
NP	38695	38696
RP	38697	38698
WP	38699	38700

Hand
Uni



On1™ IOS Heilkappe

Höhe	4 mm	4,5 mm	5,0 mm	6 mm
NP	-	38735	-	38734
RP	-	38737	-	38736
WP	38739	-	38738	-


Entsprechende On1 Prothetikschaube im Lieferumfang enthalten.

Abformung

Konventionell



Abformpfosten für geschlossenen Löffel



Abformpfosten für offenen Löffel

Digital



IOS Heilkappe


Hand
Uni



On1™ Abformpfosten für geschlossenen Löffel

NP	38725
RP	38726
WP	38727

Hand
Uni



On1™ Abformpfosten für offenen Löffel

	Einzelzahn- versorgung	Brücke
NP	38728	300367
RP	38729	300368
WP	38730	300369

Hand
Uni




On1™ IOS Heilkappe

Höhe	4 mm	4,5 mm	5,0 mm	6 mm
NP	-	38735	-	38734
RP	-	38737	-	38736
WP	38739	-	38738	-

Entsprechende On1 Prothetikschrube und
Handstück im Lieferumfang enthalten.

Provisorium

Einzelzahnversorgung Teilbrücke



Provisorisches Abutment



Provisorisches Abutment für Brücke

35
Uni



On1™ Provisorisches Abutment

Höhe	Einzelzahn- versorgung (Rotationsgesichert)	Brücke (Nicht rotationsgesichert)
NP	38701	38702
RP	38703	38704
WP	38705	38706

Entsprechende On1 Prothetikschrabe und Handstück im Lieferumfang enthalten.

Endgültige Versorgung – Einzelzahn

Lokale Fertigung



Universal Abutment Verschraubt
mit Option für einen abgewinkelten
Schraubenzugangskanal



Esthetic Abutment Zementiert


35
Uni



On1™ Universal Abutment Einzelzahn (rotationsgesichert)

Höhe	0,3 mm	1,25 mm
NP	38707	38708
RP	38709	38710
WP	38711	38712

Kompatible Softwares



Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

35
Uni



On1™ Esthetic Abutment

Höhe	0,3 mm
NP	38713
RP	38714
WP	38715

Endgültige Versorgung – Teilbrücke

Lokale Fertigung



Universal Abutment Brücke Verschraubt



Esthetic Abutment Brücke Zementiert

35
Uni



On1™ Universal Abutment Brücke (nicht rotationsgesichert)

Höhe	0,3 mm	1,25 mm
NP	300361	300362
RP	300363	300364
WP	300365	300366

Kompatible Softwares



Lokale Produktions-DMEs herunterladen unter
nobelbiocare.com/local-production

35
Uni



On1™ Esthetic Abutment

Höhe	0,3 mm
NP	38713
RP	38714
WP	38715

Klinische Schrauben

35
On1



On1™ Klinische Schraube

Höhe	1,75 mm	2,5 mm
NP	38744	38745
RP	38746	38747
WP	38748	38749

35
Uni



On1™ Prothetikschrabe


NP/RP/WP	38750
----------	-------

Laborkomponenten



On1™ Basisreplika

NP	38731
RP	38732
WP	38733



On1™ IOS Basisreplika und Insertionshilfe

	Replika	Insertionshilfe
NP	38740	38201
RP	38741	38203
WP	38742	38204



On1™ Prothetik- Laborschraube

NP/RP/WP	38751
----------	-------



On1™ Desktop- Positionsgeber für Einzelzahnabutment

NP/RP/WP	300437
----------	--------

Entfernungsschlüssel • 76

Prothetik PureSet™ Basic • 77

Zusätzliche Tools

Entfernungsschlüssel



**Abutment-
Entfernungsinstrument
Zirkondioxid**

NP	37512
RP/WP	37882



**Abutment-
Entfernungsstift**

3.0	37509
NP	37510
RP/WP	37511



**Abutment-
Entfernungsinstrument
Titan**

NP	36247
RP/WP	37881

Prothetik PureSet™ Basic



Prosthetic PureSet™ Basic

87301*

Prosthetic Pure Set Tray	PUR0500
Produktübersicht Prosthetic Pure Set Basic	301232
Unigrip maschineller Schraubendreher 20 mm	29151
Unigrip maschineller Schraubendreher 30 mm	29153
Maschineller Schraubendreher Omnigrip 20 mm	37379
Maschineller Schraubendreher Omnigrip 20 mm	37381
Maschineller Schraubendreher Omnigrip Mini 28 mm	300853
Maschineller Schraubendreher Multi-unit	29158
Handstück für Maschineninstrument	29161
Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165

*Der Inhalt des Sets kann je nach Markt variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Artikel können auch einzeln bestellt werden.

nobelbiocare.com

GMT 94560 DE 2502 © Nobel Biocare Services AG, 2025. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieb durch: Nobel Biocare. Haftungsausschluss: Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf freigegeben/zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Achtung: US-Bundesgesetze oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes oder Arztes beschränken. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate. Universal Base (nicht rotationsgesichert), Universal Base Multi-Unit Abutments, IO Positionsgeber, PMA Analoge und Elos Accurate® Tools werden von Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gørløse, Dänemark hergestellt und von Nobel Biocare vertrieben. Locator® and Locator R-Tx® Produkte und Komponenten werden von Zest Dental Solutions, 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, CA 92010, USA hergestellt und von Nobel Biocare vertrieben. Preface Titan Abutments werden von Terrats Medical S.L., Carrer de Mogoda 75-99, 08210 Barberà del Vallès, Spanien hergestellt und von Nobel Biocare Services AG vertrieben.

