

Produktbroschüre



Nobel Biocare N1™ System

Revolutionieren
Sie Ihre Art,
Patienten zu
behandeln

WE FOLLOW NO
ONE.

Biologisch
gesteuertes
System

1

Direct

Der **OsseoDirector™** ist das erste Instrument des Protokolls für die Implantatbettpräparation des Nobel Biocare N1™ Systems, das die endgültige Implantatposition definiert. Es hat einen konischen Körper mit einer Spitze, die den Knochen präpariert, und kann bei einer Pilotbohrung die Richtung ändern.

2

Shape


Beim **OsseoShaper™** Protokoll handelt es sich um eine vereinfachte und biologisch gesteuerte Präparation des Implantatbetts, die darauf ausgelegt ist, den vitalen Knochen¹ zu erhalten und eine schnelle Osseointegration zu fördern. Bei niedriger Geschwindigkeit und ohne Kühlung verbessert der OsseoShaper den Patientenkomfort, indem er Vibrationen und Geräusche reduziert.

Die
Implantologie
neu gestalten in
nur **3** Schritten

Vollständig
digitaler
Arbeitsablauf



3shape 



Kleiner Schraubenkanal
und sichere Aufnahme
dank des neuen
Omnigrip Mini

**Jetzt neu: eine trioval-
konische Verbindung**

Durch das
Primärregistrat
gleiten die
Nobel Biocare N1
Abutments an ihren
Platz, wodurch eine
starke und stabile
Passung entsteht.

—
3

Place

Das **Nobel Biocare N1™
Implantat** wurde für
Stabilität und frühe
Gewebeintegration entwickelt
und für die Sofortimplantation
und -belastung optimiert.

Spezielle **Prothetik** mit
optimierten Emergenzprofilen,
Oberflächen und triovalen
Formen ist auf langfristige
Gewebestabilität,
Ästhetik und prothetische
Flexibilität ausgelegt.

**Ein komplettes
System.**

**Für Ihren
Arbeitsablauf.**

**Für Ihre
Patienten.**

Harmonisierte Emergenzprofile für die Weichgewebs- erhaltung und Ästhetik



[nobelbiocare.com/n1](https://www.nobelbiocare.com/n1)

86994 DE 2010 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2020. Alle Rechte vorbehalten. Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter www.nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Haftungsausschluss: Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Vertriebsniederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Nur zur Verschreibung. Achtung: Laut US-Bundesgesetzen darf dieses Produkt nur an zugelassene Behandler, medizinische Fachkräfte oder Ärzte oder auf deren Anordnung hin verkauft werden. Jedem Nobel Biocare N1™ Implantat liegt ein OsseoShaper™ bei. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich vollständigem chirurgischem Protokoll, Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zu Rate.

Online bestellen

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr im Online-Shop von Nobel Biocare bestellt werden.

[nobelbiocare.com/store](https://www.nobelbiocare.com/store)

Per Telefon bestellen

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

Lebenslange Garantie

Die Garantie erstreckt sich auf alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten.

[nobelbiocare.com/warranty](https://www.nobelbiocare.com/warranty)

Quellenangaben

- 1 Chen CH, Coyac BR, Arioka M, et al. A Novel Osteotomy Preparation Technique to Preserve Implant Site Viability and Enhance Osteogenesis. J Clin Med. 2019;8(2):1-13.

 **Nobel
Biocare™**