


Konische Verbindung

Implantate & Prothetik

Produktüberblick



Implantate mit konischer Verbindung – TiUltra™

NobelActive® TiUltra™

Plattform	Implantat Ø	Länge*						
		7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
3,0	3,0 mm			300240	300241	300242	300243	
NP 3,5	3,5 mm		300244	300245	300246	300247	300248	300249
RP 4,3	4,3 mm		300250	300251	300252	300253	300254	300255
RP 5,0	5,0 mm		300256	300257	300258	300259	300260	300261
WP 5,5	5,5 mm	300262	300263	300264	300265	300266	300267	



* Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,5 mm kürzer ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.

NobelParallel™ Conical Connection TiUltra™

Plattform	Implantat Ø	Länge*						
		7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
NP 3,5	3,75 mm	300295	300296	300297	300298	300299	300300	300301
RP 4,3	4,3 mm	300302	300303	300304	300305	300306	300307	300308
RP 5,0	5,0 mm	300309	300310	300311	300312	300313	300314	300315
WP 5,5	5,5 mm	300316	300317	300318	300319	300320	300321	



* Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,5 mm kürzer ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.

NobelReplace® Conical Connection TiUltra™

Plattform	Implantat Ø	Länge*				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP 3,5	3,5 mm	300337	300338	300339	300340	300341
RP 4,3	4,3 mm	300342	300343	300344	300345	300346
RP 5,0	5,0 mm	300347	300348	300349	300350	300351



* Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,6 mm länger ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.

Deckschrauben

3,0	36775
NP	36649
RP	36650
WP	37812



Implantate mit konischer Verbindung – TiUnite®

NobelActive® TiUnite®

Plattform	Implantat Ø	Länge*						
		7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
3,0	3,0 mm			36769	36770	36771	36772	
NP 3,5	3,5 mm		35221	34125	34126	34127	34128	35215
RP 4,3	4,3 mm		35223	34131	34132	34133	34134	35219
RP 5,0	5,0 mm		35225	34137	34138	34139	34140	35220
WP 5,5	5,5 mm	37806	37807	37808	37809	37810	37811	



*Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,5 mm kürzer ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.

NobelParallel™ Conical Connection TiUnite®

Plattform	Implantat Ø	Länge*						
		7 mm	8,5 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	15 mm	18 mm
NP 3,5	3,75 mm	37963	37964	37965	37966	37967	37968	37969
RP 4,3	4,3 mm	37970	37971	37972	37973	37974	37975	37976
RP 5,0	5,0 mm	37977	37978	37979	37980	37981	37982	37983
WP 5,5	5,5 mm	37984	37985	37986	37987	37988	37989	



*Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,5 mm kürzer ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.

NobelReplace® Conical Connection TiUnite®

Plattform	Implantat Ø	Länge*				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP 3,5	3,5 mm	36699	36700	36701	36702	36703
RP 4,3	4,3 mm	36704	36705	36707	36708	36709
RP 5,0	5,0 mm	36710	36711	36712	36713	36714



*Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,6 mm länger ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.


NobelReplace® Conical Connection PMC TiUnite®

Plattform	Implantat Ø	Länge*				
		8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP 3,5	3,5 mm	37284	37285	37287	37288	37289
RP 4,3	4,3 mm	37290	37291	37292	37293	37294
RP 5,0	5,0 mm	37295	37296	37297	37298	37299




*Bitte beachten Sie, dass die tatsächliche Implantatlänge 0,6 mm länger ist als in der Implantatbezeichnung angegeben.

PureSet™ Trays




87294 NobelActive PureSet

Gesamtlösung: Instrumente für NobelActive und NobelParallel CC können in nur einem Tray aufbewahrt werden. Enthält chirurgische Instrumente für die Implantatinserterion von NobelActive Implantaten. Bohrer, Gewindeschneider und Knochenfräsen müssen separat bestellt werden.



87295 NobelParallel CC PureSet

Gesamtlösung: Instrumente für NobelParallel CC und NobelActive können in nur einem Tray aufbewahrt werden. Enthält chirurgische Instrumente für die Implantatinserterion von NobelParallel Conical Connection Implantaten. Bohrer, Gewindeschneider und Knochenfräsen müssen separat bestellt werden.



87296 NobelReplace CC PureSet

Enthält chirurgische Instrumente und Bohrer für die Implantatinserterion aller NobelReplace Conical Connection Implantate. Knochenfräsen müssen separat bestellt werden.

Chirurgische Komponenten

Bohrer und Gewindeschneider

NobelActive und NobelParallel Conical Connection

Spiralbohrer

	7-10 mm	7-15 mm	10-18 mm
Ø 1,5 mm		31278	
Ø 2,0 mm	32296	32297	32299



Stufenspiralbohrer

	7-10 mm	7-15 mm	10-18 mm
Ø 2,4/2,8 mm	32260	32261	32262
Ø 2,8/3,2 mm	37873	34638	34639
Ø 3,2/3,6 mm	32263	32264	32265
Ø 3,8/4,2 mm	32275	32276	32277
Ø 4,2/4,6 mm	37874	34582	34583
Ø 4,2/5,0 mm	37875	37876	



Kortikalisbohrer NobelParallel CC

NP	Ø 3,75 mm	38000
	Ø 4,3 mm	38001
RP	Ø 5,0 mm	38002
WP	Ø 5,5 mm	38003



Gewindeschneider NobelActive

3,0	Ø 3,0 mm	36816
NP	Ø 3,5 mm	36236
	Ø 4,3 mm	36237
RP	Ø 5,0 mm	36238
	Ø 5,5 7,0-10,0 mm	37871
WP	Ø 5,5 11,5-15,0 mm	37872



Gewindeschneider NobelParallel CC

	7-10 mm	7-13 mm	7-15 mm	7-18 mm
Ø 3,75 mm		37990		37991
Ø 4,3 mm		37992		37993
Ø 5,0 mm		37994		37995
Ø 5,5 mm	37996		37997	



NobelReplace Conical Connection

Bohrer mit Spitze Tapered

Ø 2,0 mm	36117
----------	-------



Bohrer

	8 mm	10 mm	11,5 mm	13 mm	16 mm
NP	Ø 3,5 mm 32075	29367	36113	29368	29369
RP	Ø 4,3 mm 32076	29370	36114	29371	29372
WP	Ø 5,0 mm 32077	29373	36115	29374	29375



Bohrer für dichten Knochen

	13 mm	16 mm
NP	Ø 3,5 mm 29377	29378
RP	Ø 4,3 mm 29380	29381
WP	Ø 5,0 mm 29383	29384



Gewindeschneider

NP	Ø 3,5 mm	36717
RP	Ø 4,3 mm	32090
WP	Ø 5,0 mm	32091



Bohrer und Gewindeschneider

Chirurgische Komponenten für alle Implantate mit konischer Verbindung

Präzisionsbohrer

36118



Rosenbohrer

35426



Implantateindreher

28 mm

37 mm

3,0

36773

36774

NP

36718

36719

RP

36720

36721

WP

37859

37860



Knochenfräsen und Führungen

Knochenfräse mit Führung

Knochenfräsenführung

3,0

Ø 4,0 mm

37861

37862

NP

Ø 4,4 mm

37863

37865

Ø 5,2 mm

37864

37865

RP

Ø 5,2 mm

37866

37868

Ø 6,2 mm

37867

37868

WP

Ø 6,7 mm

37869

37870



Conical Connection Prothetikportfolio

Vorgefertigte Abutments

Einzelzahnversorgungen

Verschraubt



Universal Base
(rotationsgesichert/
Einzelzahnversorgung)



On1™ Universal Abutment
(rotationsgesichert/
Einzelzahnversorgung)*



Preface Titan
Abutment
(rotationsgesichert/
Einzelzahnversorgung)

Zementierte



Esthetic Abutment



On1™ Esthetic Abutment
(rotationsgesichert/
Einzelzahnversorgung)*

Mehrgliedrige Versorgungen

Verschraubt



Multi-unit Abutment Xael



On1™ Universal Abutment
(nicht rotationsgesichert/
Brücke)*



Universal Base
Multi-unit
konisches oder gerades Design
(nicht rotationsgesichert/Brücke)

Zementierte



Esthetic Abutment



On1™ Esthetic Abutment
(rotationsgesichert/Brücke)*

Versorgungen zahnloser Kiefer

Verschraubt



Multi-unit Abutment Xael

Herausnehmbare Versorgungen



Locator R-Tx® Abutment



Locator® Abutment

* Komponenten für das On1 Konzept können der On1™ Produktübersicht entnommen werden.

NobelProcera® Versorgungen

Individuelle Implantatabutments und -kronen



ASC-Zirkondioxid-Implantat-
kronen und -abutments



ASC-Titanabutment



Titanabutment

Individuelle Implantatbrücken



Zirkondioxid-Implantatbrücke



Festsitzender Implantatsteg und Brücke aus Titan

Individuelle Implantatstege



Titan festsitzend-herausnehmbar
Implantatstege



Titan festsitzend
Implantatstege

Prothetische Komponenten

Gingivaformer

Gingivaformer

Höhe		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
3,0	Ø 3,2 mm	36794	36795	36796
	Ø 3,8 mm	36797	36798	36799
NP	Ø 3,6 mm	36639	36640	36867
	Ø 5,0 mm	36641	36642	36868
RP	Ø 3,6 mm	36643	36644	36872
	Ø 5,0 mm	36645	36646	36873
	Ø 6,0 mm	36647	36648	36874
WP	Ø 5,0 mm	37813	37814	
	Ø 6,5 mm	37815	37816	



Gingivaformer für Brücke

Höhe		3,0 mm	5,0 mm	7,0 mm
NP	Ø 4,0 mm	36864	36865	36866
RP	Ø 5,0 mm	36869	36870	36871
WP	Ø 6,0 mm	37817	37818	



Provisorische Abutments

Provisorisches Snap-Abutment, rotationsgesichert (Einzelzahn) ¹

Höhe	1,5 mm	3,0 mm
NP	38760	38847
RP	38761	38848
WP	38762	38849



Provisorisches Abutment, nicht rotationsgesichert (Brücke) ¹

Höhe	1,5 mm	3,0 mm
NP	36661	
RP	36662	
WP	37825	37826



Provisorisches Abutment, rotationsgesichert (Einzelzahn) ¹

Höhe	1,5 mm	3,0 mm
3,0	36779	
NP	36663	
RP	36664	
WP	37823	37824



Abformpfosten

Geschlossener Löffel

Höhe	9,0 mm	13,0 mm
3,0	Ø 3,3 mm	36801
	Ø 3,8 mm	36803
NP	Ø 3,6 mm	36538
	Ø 5,0 mm	36539
RP	Ø 3,6 mm	36541
	Ø 5,0 mm	36543
WP	Ø 6,0 mm	36545
	Ø 5,0 mm	37851
	Ø 6,5 mm	37853



Offener Löffel

Höhe	10,0 mm	14,0 mm
3,0	Ø 3,2 mm	36800
	Ø 3,8 mm	36802
NP	Ø 3,6 mm	36258
	Ø 5,0 mm	36259
RP	Ø 3,6 mm	36263
	Ø 5,0 mm	36265
WP	Ø 6,0 mm	36267
	Ø 5,0 mm	37855
	Ø 6,5 mm	37857



Offener Löffel für Brücke

Höhe	12,0 mm
NP	36930
RP	36931
WP	37858



¹ Klinische Schraube inklusive.

Vorgefertigte endgültige Abutments

17° Multi-unit-Abutment Xeal ²

Höhe	2,5 mm	3,5 mm
NP	300181	300184
RP	300182	300185
WP	300183	300186



30° Multi-unit-Abutment Xeal ²

Höhe	3,5 mm	4,5 mm
NP	300187	300189
RP	300188	300190
WP		



Multi-unit-Abutment Xeal ²

Höhe	1,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	4,5 mm
NP	300171	300174	300177	
RP	300172	300175	300178	300180
WP	300173	300176	300179	



Esthetic Abutment 15° ¹

Höhe	1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm
3.0*	36784	36785	36815
NP	36667	36668	36250
RP	36672	36673	36252



Esthetic Abutment ¹

Höhe	1,5 mm	3,0 mm	4,5 mm	6,0 x 7,0 mm	7,0 x 8,0 mm
3.0*	36782	36783	36814		
NP	36665	36666	36249		
RP	36669	36671	36251		
WP				37827	37828



* Esthetic Abutment CC 3.0 ist für Multi-unit-Versorgungen kontraindiziert.

¹ Klinische Schraube inklusive.

² Klinische Schraube und vormontierter Halter enthalten.

Vorgefertigte endgültige Abutments

Universal Base rotationsgesichert²

Höhe	1,5 mm	3,0 mm
NP	38213	38216
RP	38214	38217
WP	38215	38218



Universal Base nicht rotationsgesichert, konisches Design¹

Höhe	1,0 mm	1,8 mm
NP		301235
RP	301236	
WP	301237	



Universal Base nicht rotationsgesichert, gerades Design¹

Höhe	1,5 mm
NP	301362
RP	301363
WP	301364



Titan-Rohlinge¹

Durchmesser	Ø 10 mm	Ø 14 mm
3,0	TRM60.068	
NP	TRM60.041	TRM64.041
RP	TRM60.042	TRM64.042
WP	TRM60.069	TRM64.069



Universal Base Multi-unit-Abutment³

Höhe 0,9 mm	Konisches Design	301238
Höhe 0,3 mm	Gerades Design	301365



¹ Klinische Schraube inklusive.

² Ausbrennbare Kappe und klinische Schraube enthalten.

³ Prothetikschraube enthalten.

Vorgefertigte endgültige Abutments

Locator® Abutments

Locator® Abutment

Höhe	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
NP	REF02069	REF02070	REF02071	REF02072	REF02073	REF02074
RP	REF02075	REF02076	REF02077	REF02078	REF02079	REF02080



Prozesskomponenten Locator® Abutments

	2/Pkg	4/Pkg	10/Pkg	20/Pkg
Locator Prozesseinsatz	REF08519-2		REF08519-2	
Locator Prozesseinsatz (schwarz)		REF08515		REF08515-20
Locator Retentionseinsatz (transparent)		REF08524		REF08524-20
Locator Retentionseinsatz extra leicht (blau)		REF08529		REF08529-20
Locator Erweiterter Bereich (rot)		REF08548		REF08548-20
Locator Retentionseinsatz leicht (pink)		REF08527		REF08527-20
Locator Erweiterter Bereich leicht (orange)		REF08915		REF08915-20
Locator Erweiterter Bereich (grün)		REF08547		REF08547-20
Locator Erweiterter Bereich null (grau)		REF08558		REF08558-20

Locator® Abutment-Analoge

	4/Pkg	20/Pkg
Ø 4,0 mm	REF08530	REF08530-20
Ø 5,0 mm	REF08516	REF08516-20



Locator® Abformpfosten

4/Pkg	20/Pkg
REF08505	REF08505-20



Distanzring

20/Pkg
REF08514



Vorgefertigte endgültige Abutments

Locator R-Tx® Abutments

Locator R-Tx® Abutment ¹

Höhe	1,0 mm	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm
NP	REF30506-01	REF30506-02	REF30506-03	REF30506-04	REF30506-05	REF30506-06
RP	REF30507-01	REF30507-02	REF30507-03	REF30507-04	REF30507-05	REF30507-06
WP	REF30508-01	REF30508-02	REF30508-03	REF30508-04	REF30508-05	



Locator R-Tx® Abformpfosten

4/Pkg
REF30017-01



Distanzring

20/Pkg
REF08514



Prozesskomponenten Locator R-Tx®

	4/Pkg
Prozesseinsatz	REF30012-01
Prothesenmatrize	REF30013-01
Distanzring	REF30018-01
Retentionseinsatz (null)	REF30001-01
Retentionseinsatz (leicht)	REF30002-01
Retentionseinsatz (mittel)	REF30003-01
Retentionseinsatz (stark)	REF30004-01

Locator R-Tx® Abutment-Analoge

	4/Pkg	20/Pkg
Ø 3,35 mm	REF30014-01	
Ø 4,0 mm	REF30015-01	REF08530-20
Ø 5,0 mm	REF30016-01	REF08516-20



¹ Die Verpackung enthält ein Locator R-Tx® Attachmentsystem, vier Retentionseinsätze (null, niedrig, mittel, stark), eine Prothesenmatrize und einen weißen Distanzring (alle Bestandteile werden unter einer Teilenummer geführt).

Instrumente und Laborkomponenten

Instrumente und Laborkomponenten

Laborimplantate

	Implantat	IOS-Modell	Insertionshilfe (IOS-Modell)
3,0	36791	38188	38200
NP	36697	38189	38201
RP	36698	38190	38203
WP	37879	38191	38204



Replika für IOS – Elos Accurate™ Modellanalogue

NP	PMA-NBA35-1
RP	PMA-NBA43-1
WP	PMA-NBA60-1



Elos Accurate™ Modellanalogue Insertionshilfe

Elos Accurate Modellanalogue Insertionsstift	PMA-AIP-2
Elos Accurate Modellanalogue Insertionsschraube	PMA-AIS-5
Elos Accurate Modellanalogue Zange	PMA-AIT-1



Instrumente und Laborkomponenten für Multi-unit-Abutments

Abformpfosten

Abformpfosten für offenen Löffel Multi-unit^{1,2} 29089

Abformpfosten für geschlossenen Löffel Multi-unit¹ 38924



Heilkappe Multi-unit¹ (2/Pkg)

Höhe	4,1 mm	5,5 mm
Ø 5,0	300162	300163
Ø 6,0	300164	300165
Breit	300166	300167



Modellanalogue Multi-unit¹

	1/Pkg	5/Pkg
	38918	38919



Multi-unit Ausrichtungsinstrument

300161



Provisorische Kappe Multi-unit^{1,4}

29046



Provisorische Snap-Kappe Multi-unit^{3,4}

38915



Multi-unit-Replika für IOS-Modell – Elos Accurate™ Modellanalogue

Elos Accurate Modellanalogue Multi-unit PMA-MUA45-1



- 1 Kompatibel mit allen Multi-unit Abutments.
- 2 15-mm-Schraube für Abformpfosten enthalten.
- 3 Nur kompatibel mit Multi-unit Abutment Zeal.
- 4 Prothetikschrabe enthalten.

Positionsgeber

Für intraorale und Desktop-Scans

Elos Accurate™ Positionsgeber

	Einzelzahn- versorgungen	Mehrgliedrige Versorgungen	Multi-unit- Abutment
3,0	IO 2B-D SA		
NP	IO 2B-A SA	IO 2B-A	IO 2C-A
RP	IO 2B-B SA	IO 2B-B	IO 2C-A
WP	IO 2B-C SA	IO 2B-C	IO 2C-A
Kit	IO 2B SA Kit	IO 2B Kit	IO 2C Kit



Nobel Biocare Multi-Unit-Positionsgeber*

	8 mm	11 mm
Multi-Unit (NP/RP/WP)	301945	301985
Schraubendreher für Multi-unit- Positionsgeber	Unigrip	



Nobel Biocare Multi-Unit-Positionsgeber-Link

	10 mm	15 mm	20 mm
Multi-Unit (NP/RP/WP)	301947	301948	301949



* Der Nobel Biocare Multi-unit-Positionsgeber wird zusammen mit der Schraube geliefert.

Elos Accurate™ IO Driver

Lang	Kurz	Mini
C13048	C13485	C18512



Für Desktop-Scans

Nobel Biocare Positionsgeber

	Einzelzahnversorgungen	Mehrgliedrige Versorgungen
3,0	300456	
NP	300457	300470
RP	300458	300471
WP	300459	300472



Nobel Biocare ReverseScan Multi-unit

Multi-Unit (NP/RP/WP)	301950
Schraubendreher für ReverseScan Multi-unit	Abhängig von der verwendeten Prothesenschraube**



** Bei der Verwendung von Zirkondioxid-Implantatbrücken und dem geraden Universal Base Multi-unit-Design sollte der Omnigrip Mini-Schraubendreher verwendet werden. Bei Verwendung mit anderen Prothesen sollte der Unigrip™ Schraubendreher verwendet werden.

Klinische Schrauben und Laborschrauben

Für Esthetic Abutments, Universal Base rotationsgesichert, Universal Base nicht rotationsgesichert konisches Design, provisorische Abutments, NobelProcera Titanabutments und NobelProcera Stege

	Klinische Schraube	Laborschraube
3,0	37890	36805
NP	37891	37894
RP/WP	37892	37895 (5/Pkg)
		

Für Universal Base nicht rotationsgesichert, gerades Design, NobelProcera Zirkondioxid-Versorgungen ASC (abgewinkelter Schraubenzugangskanal)

	Omnigrip klinische Schraube ⁹	Omnigrip Laborschraube ⁹
NP	37367	37374
RP/WP	37606	37607
		

Für Multi-unit Abutmentversorgungen

	Schraube Multi-unit Abutment abgewinkelt ⁴	Laborschraube Multi-unit Abutment abgewinkelt ⁴	Prothetikschrabe Universal Base Multi-unit Abutment, konisches Design ⁴	Laborschraube Universal Base Multi-unit Abutment, konisches Design ⁴	Prothetikschrabe Universal Base Multi-unit Abutment, gerades Design ⁴	Laborschraube Universal Base Multi-unit Abutment, gerades Design ⁴
NP	36892	37896	29285	29287 (5/Pkg)	301203	301201
RP/WP	37893	37897	29285	29287 (5/Pkg)	301203	301201
						

⁴ Kompatibel mit allen Multi-unit Abutments.

⁹ Für NobelProcera ASC Abutments und FCZ Implantatkronen.

Schutzkappen und Schraubenzugangsführung

Apikalbohrer ⁴

38853


Implantatschutzkappe/
Bohrerführung

NP	38855 (5/Pkg)
RP	38856 (5/Pkg)
WP	38857 (5/Pkg)
	

Bohrerführung Multi-unit ⁴

38917


Schutzkappe Multi-unit ⁴

29123 (5/Pkg)


Weitere Komponenten

Instrumente für Locator® Abutments

	1/Pkg	4/Pkg
Parallelisierungsstifte		REF08517
Angulationsschablone	REF09530	
Locator maschineller Eindreh Schlüssel 23 mm	REF08913	
Locator maschineller Eindreh Schlüssel 29 mm	REF08914	
Locator Komponentenwerkzeug	REF08393	
Locator Retentionsentferner (nur die Spitze)	REF08397	
Locator Abutmentschlüssel (nur das Goldstück)	REF08390	

Instrumente für Locator R-Tx®

Schraubendreher Sechskant 0,050" (1,25 mm)

REF08008



Retentionseinsetzinstrument

REF30021-01



Abutment-Entfernungsinstrumente

Abutment-Entfernungsinstrument Zirkondioxid CC

NP 37512

RP/WP 37882



Abutment-Entfernungsinstrument Titan

NP 36247

RP/WP 37881



Abutment-Entfernungsstift


3,0 37509

NP 37510

RP/WP 37511



Prothetik PureSet™ Basic



Prothetik PureSet™	87301*
Prosthetic Pure Set™ Tray	PUR0500
Unigrip™ maschineller Schraubendreher 20 mm	29151
Unigrip™ maschineller Schraubendreher 30 mm	29153
Omnigrip™ Maschineller Schraubendreher 20 mm	37379
Omnigrip™ Maschineller Schraubendreher 20 mm	37381
Omnigrip™ Maschineller Mini-Schraubendreher 28 mm	300853
Maschineller Schraubendreher Multi-unit	29158
Handstück für Maschineninstrument	29161
Manuelle Drehmomentratsche Prothetik	29165
Produktübersicht Prosthetic Pure Set™ Basic	301232

* Der Inhalt des Sets kann je nach Markt variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Artikel können auch einzeln bestellt werden.

ONLINE BESTELLEN

Unser gesamtes Sortiment an Implantaten und vorgefertigter Prothetik kann rund um die Uhr über den Nobel Biocare Online Store bestellt werden.

nobelbiocare.com/store

TELEFONISCH BESTELLEN

Rufen Sie unseren Kundenservice an oder wenden Sie sich an Ihren Außendienstmitarbeiter.

LEBENS-LANGE GARANTIE

Gilt für alle Implantate von Nobel Biocare, einschließlich vorgefertigter prothetischer Komponenten. Weitere Informationen finden Sie unter:

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/implants



89103 DE 2501 © Nobel Biocare Services AG, 2025. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieb durch: Nobel Biocare. Haftungsausschluss: Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Einige Produkte sind unter Umständen nicht in allen Märkten für den Verkauf freigegeben/zugelassen. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Achtung: US-Bundesgesetze oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes oder Arztes beschränken. Die Gebrauchsanweisungen enthalten umfassende Informationen zur Verwendung einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen. Universal Base (nicht rotationsgesichert), Universal Base Multi-Unit Abutments, IO Positionsgeber, PMA Analoge und Elos Accurate™ Tools werden von Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gørlose, Dänemark hergestellt und von Nobel Biocare Services AG vertrieben. Locator® and Locator R-Tx® Produkte und Komponenten werden von Zest Dental Solutions, 2875 Loker Avenue East, Carlsbad, CA 92010, USA hergestellt und von Nobel Biocare Services AG vertrieben. Preface Titan Abutments werden von Terrats Medical S.L., Carrer de Mogoda 75-99, 08210 Barberà del Vallès, Spanien hergestellt und von Nobel Biocare Services AG vertrieben.