

creos™ Nähte

**Hochwertiges resorbierbares und
nicht-resorbierbares Nahtmaterial
für dentale Anwendungen**

Verwendet für

- Parodontologie
- Implantatchirurgie
- Oralchirurgie
- Knochenregeneration
- Endodontie


Spezifikationen

	creos™ syntostitch	creos™ glycostitch
Material	Polytetrafluorethylen (PTFE)	Polyglykolsäure (PGA) und Polycaprolacton-Copolymer (PCL)
Absorption	Nicht resorbierbar	Resorbierbar Reißfestigkeit: 7 Tage = 30 % Massenabsorption: 91–110 Tage
Struktur	Monofil	Monofil
Nadelform	3/8-Ring, 1/2-Ring	3/8-Ring, 1/2-Ring
Nadeltyp	▼ ●	▼ ● ⊙
Größe	USP: 2-0 bis 5-0 EP: 3-1	USP: 4-0 bis 6-0 EP: 1,5-0,7
Bevorzugt für	Implantatchirurgie und Verfahren zur Knochentransplantation	Parodontale Verfahren


creos™ syntostitch

Nicht resorbierbare PTFE-Nahtmaterialien – monofil

Glatter monofiler Faden



creos™ syntostitch
350-fache Vergrößerung



PTFE-Konkurrent
350-fache Vergrößerung

100 % medizinisches PTFE Biologisch inert

Monofil Lässt Bakterien nicht eindringen

Weich (nicht steif) Komfortabel für Patienten


Wenig bis kein Memoryeffekt Hervorragende Handhabung, zuverlässige Knotensicherung

Nicht resorbierbar Hält das Operationsgebiet zuverlässig verschlossen

Vorteile der Nadeln aus chirurgischem Stahl der Serie 300:

- Goldstandardmaterial für Nahtmaterialnadeln
- Erhöhte Nadelstärke und Nadelschärfe
- Weniger Kraftaufwand beim Eindringen

Biegefestigkeit



* Standard in der Zahnmedizin




„Ich benutze creos syntostitch sehr gerne! Die einfache Handhabung und die zuverlässige Knotensicherheit sorgen für effiziente Abläufe. Zusätzlich sorgt die geringe Gewebereaktion für mehr Patientenkomfort und eine schnellere Heilung.“

Dr. Ana Ferro, Portugal



Einzelnahttechnik angewendet.



Nach 10 Tagen, vor Entfernung der Nähte.



Reibungslose Heilung, keine Dehiszenz, keine Plaqueablagerung.

Klinischer Fall bereitgestellt von Dr. Ana Ferro, Portugal

creos™ glycostitch

Resorbierbares, monofiles
Nahtmaterial aus Polyglykolsäure
(PGA) und Polycaprolacton (PCL)



Resorbierbar Nach 7 Tagen bleiben 30 % der Zugfestigkeit erhalten und bieten während der Heilungsphase die nötige Stabilität.

Monofil Glatte Fadenoberfläche und weniger Bakterienanhaftung

Minimale Gewebereaktion Sichere Resorption des Nahtmaterials

Ausgezeichnete Handhabung Hohe Reißfestigkeit und zuverlässige Knotensicherheit

Minimales Gewebetrauma Sanfter Gewebedurchtritt



„Ich bevorzuge creos™ Glycostitch-Nähte wegen ihrer resorbierbaren Beschaffenheit und der minimalen Gewebereaktion, dem monofilen Design, das die Ansammlung von Plaque verhindert, und dem zuverlässigen Wundverschluss für eine effektive Heilung.“

Dr. Marko Magic, Serbien



Nach dem Nähen:
Nach einerästhetischen Kronenverlängerung zur Verbesserung eines „Gummy Smile“ mit resorbierbarem Nahtmaterial.



1-Wochen-
Nachuntersuchung:
Das Nahtmaterial hielt den Wundverschluss aufrecht. Ausgezeichnete Knotensicherheit. Keine Anlagerung von Plaque oder Gewebereaktion.



4-Wochen-
Nachuntersuchung:
Unauffällige Heilung. Fast keine Blutung nach der Nahtentfernung, minimale Gewebereaktion ohne Anlagerung von Plaque.

Klinischer Fall bereitgestellt von Dr. Marko Magic, Serbien

creos™ syntostitch

Nicht resorbierbare monofile PTFE-Nähte

Nadelform	USP	Nadel- größe	Nadel- farbe	Nahtlänge 45 cm 12 Einheiten pro Box	Nahtlänge 70 cm 12 Einheiten pro Box
TP 1/2-Ring Runder Körper	4-0	13 mm		301815	301816
	2-0	19 mm		301805	301806
		16 mm		301807	301808
		19 mm		301809	301810
RC 3/8-Ring Präzises Rückwärts- schneiden	3-0	16 mm	Schwarz*	301811	301812
		19 mm	Schwarz*	301813	301814
	4-0	13 mm		301817	301818
		16 mm		301819	301820
	5-0	13 mm		301821	301822
		16 mm		301823	301824



15 °C 30 °C


Hergestellt in
den USA

Nadelform




- TP 1/2-Ring rund
- ▼ RC 3/8-Ring präzises Rückwärtsschneiden

Verfügbare USP



Empfohlener Knoten



creos™ glycostitch

Resorbierbares monofiles Nahtmaterial aus PGA-PCL


Nadelform	USP	Nadel- größe	Nadel- farbe	Einheiten pro Schachtel	Nahtlänge 45 cm	Nahtlänge 70 cm
DSM 3/8 Kreis, Rückwärts- schnitt, Premiumschnitt	6-0	13 mm	Violett	24	N10001	
	6-0	11 mm	Violett	24	N10002	
	5-0	18 mm	Violett	24	N10003	
	5-0	16 mm	Violett	24	N10004	
	5-0	13 mm	Violett	24	N10005	
	4-0	18 mm	Violett	24	N10006	
	4-0	16 mm	Violett	24	N10007	
	6-0	13 mm	Ungefärbt	24	N10008	
	5-0	18 mm	Ungefärbt	24	N10009	
HRT 1/2 Kreis, Konusschnitt, Premiumschnitt	6-0	10 mm	Violett	24	N10010	
	5-0	16 mm	Violett	24	N10011	
	4-0	18 mm	Violett	24	N10012	
HR 1/2-Ring, Konusspitze	5-0	17 mm	Violett	24	N10013	N10015
	4-0	17 mm	Violett	24	N10014	N10016



5 °C 25 °C


Hergestellt in
Deutschland

Nadelform




- HR 1/2-Ring Konusspitze
- ◉ HRT 1/2-Ring Konusschnitt, Premiumschnitt
- ▼ DSM 3/8-Ring Rückwärtsschnitt, Premiumschnitt

Verfügbare USP



Empfohlener Knoten



96463 DE 2602 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten. Vertrieb durch: Nobel Biocare. Haftungsausschluss: Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Einige Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen oder verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Achtung: US-Bundesgesetz oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes oder Arztes beschränken. Für die vollständigen Informationen zur Verschreibung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen ziehen Sie die Gebrauchsanweisung zurate. creos™ syntostitch wird für/von Osteogenics Biomedical, 4620 71st St # 78, Lubbock, TX 79424, USA hergestellt und von Nobel Biocare Services AG vertrieben. creos glycostitch wird für/von Resorba Medical GmbH Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Deutschland, hergestellt und von Nobel Biocare Services vertrieben.

Nobel Biocare™