

Positionsgeber

N Nobel
Biocare™



PoLo NobelBiocare Multi-unit Abutment


Es ist mehr als ein Scan – es ist
der Beginn eines neuen Lächelns
für Ihren Patienten.

PoLo Multi-unit Abutments

Positionsgeber für Teil- und Ganzbogenversorgungen

Links

Verbindungsstücke separat montierbar und einfach in unterschiedlichen Längen anpassbar



✓ Passgenau konzipiert

Modulares System für fallspezifische Konfigurationen

✓ Einzigartiges Design

Präzisionsgefräst und mit einem einzigartigen Oberflächenmuster der Verbindungsstücke für zuverlässige digitale Scans

✓ Gemacht, um gesehen zu werden

Röntgenopak für schnelle Röntgensichtbarkeit sowie mit Zirkoniumnitridbeschichtung für eine verbesserte digitale Erfassung

Individuell konfigurierbar für Ihre Fälle



2 Höhen




3 Linklängen

Ihr digitaler Weg

Sicher scannen

Sie
scannen




Sie/Ihr Labor
entwerfen

exocad
3shape 



Sie/Ihr Labor
fertigen

Sofortversorgung (provisorisch)



3D-Druck

Endgültige Versorgung auf Universal Base



Sie setzen
die Versorgung ein

Die Patientin/Der Patient geht mit einem Lächeln

PoLo Multi-unit Abutment LiteSet™

PoLo 8 mm

PoLo 11 mm

Link 10 mm

Link 15 mm

Link 20 mm

Reverse Scan

Unigrip™ Schraubendreher



Kompatibel mit
Unigrip™ Plus



Mehr erfahren

nobelbiocare.com/polo-scan-bodies

96610 DE 2603 Gedruckt in der EU © Nobel Biocare Services AG, 2026. Alle Rechte vorbehalten. Haftungsausschluss: Nobel Biocare, das Nobel Biocare Logo und alle sonstigen Marken sind, sofern nicht anderweitig angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, Marken von Nobel Biocare. Weitere Informationen finden Sie unter nobelbiocare.com/trademarks. Die Produktabbildungen sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind möglicherweise keine exakte Darstellung des Produkts. Einige Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten zugelassen oder verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihre Nobel Biocare Niederlassung, um aktuelle Informationen zur Produktpalette und Verfügbarkeit zu erhalten. Achtung: US-Bundesgesetze oder lokale Gesetze können den Verkauf dieser Komponente auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Zahnarztes oder Arztes beschränken. Die Gebrauchsanweisungen enthalten umfassende Informationen zur Verwendung, einschließlich Indikationen, Gegenanzeigen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen.

